

智能针灸使用说明

一. 控制器指示说明



二. 坐垫指示说明

后



三. 开机

插上电源自动开机，使用时根据自己的喜好调节强度。按中间开关键关机。如果设备处于关机状态，长按中间开关键开机。

四. 关机

按中间开关键关机。长按中间开关键开机。

五. 定时

按定时按可选择每次体检的时间，有两个使用时长，分别为30分钟，60分钟，180分钟。

六. 坐垫使用

正确放置坐垫需LOGO朝上，然后注意坐垫指示的前后方向，一定朝着前面的方向坐下。

七. 使用建议

最佳使用效果为强度的第5挡和第6档。

八、如果想使用多台设备就把包装打开，每个设备的插头都插在同一个配电盘上，然后把所有使用的设备放在想使用的位置，然后调整大小，调整时间，更好的效果是几台设备都插到同一个配电盘，然后把所有设备全部停止关机，然后再用配电盘开机，这样多台设备都是同一时间开机效果会更好。

九、把三个设备平放在床上，插头插在同一个配电盘上，然后再使用一台小型的设备，也同时插到配盘上，强度调整到客人舒适的强度。四台同时使用效果更好。